

**Wysokość odpłatności za pobranie i przygotowanie tkanek do transplantacji
w Banku Tkanek Oka USK Nr 1 w Lublinie**

§ 1.

Określa się wysokość stawek za pobranie i przygotowanie tkanek do transplantacji przez bank Tkanek Oka USK Nr 1 w Lublinie, w następującej wysokości:

1. Rogówka oczna:	5.460,00 zł netto
2. Rogówka oczna rozwarstwiona do przeszczepu tylnego DSEAK:	6.060,00 zł netto
3. Twardówka ludzka cała:	2.420,00 zł netto
4. Twardówka ludzka 1/2:	1.220,00 zł netto
5. Twardówka ludzka 1/4:	680,00 zł netto
6. Twardówka ludzka wąski pasek (1/12):	440,00 zł netto
7. Błona owodniowa 3x3 cm:	500,00 zł netto

§ 2.

Podmiot leczniczy, któremu dostarczono w celu przeszczepienia komórki, tkanki lub narządy, przekazuje środki finansowe na podstawie faktury zawierającej wyszczególnienie czynności związanych z pobraniem komórek, tkanek lub narządów, na wskazany rachunek bankowy.

§ 3.

Pobranie i przygotowanie tkanek oka przez Bank Tkanek Oka USK Nr 1 w Lublinie, odbywa się według poniższej specyfikacji:

**SPECYFIKACJA POBRANIA I PRZYGOTOWANIA TKANEK
W BANKU TKANEK OKA USK NR 1 W LUBLINIE**

Tkanki oka są pobierane i przygotowane do użytku klinicznego w możliwie najlepszych warunkach sanitarnych i zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Od dnia 1 maja 2008 r. tkanki przygotowane przez Bank Tkanek Oka znakowane są w systemie ISBT 128 (kody kreskowe).

Bank Tkanek Oka USK Nr 1 w Lublinie posiada w swojej ofercie n/w tkanki:

1. Rogówka oczna konserwowana w pożywce Eusol C, max. czas przechowywania – 14 dni od daty pobrania, przechowywanie w temp. od +2 do +6 st. C.
2. Twardówka oczna konserwowana w alkoholu absolutnym, max. czas przechowywania – 1 rok w temperaturze pokojowej. Przed zabiegiem należy ją nawodnić (rehydracja) wg "Instrukcji postępowania z otrzymaną tkanką TWARDÓWKA", która jest zawsze dołączona do dokumentacji wysyłkowej twardówki.

Bank wysyła twardówkę w alkoholu, którą należy przechowywać w temp. pokojowej zgodnie z datą ważności tkanki. Twardówkę po rehydratacji należy wykorzystać w ciągu 48 godzin przechowując w temp. od +2 do +6 st. C.

Można zamówić twardówkę całą, połowę, ćwiartkę lub wąski pasek.

3. Błona owodniowa, 3 cm x 3 cm, konserwowana w pożywce Dulbecc's MEM + Glicerol, przechowywana w Banku w temp. -80 st. C. Odbiorca przechowuje ją do zabiegu (max. 1 miesiąc) w zamrażalniku w temp. ok. -20 st. C.

Surowica krwi wszystkich dawców tkanek jest poddawana badaniom na obecność następujących czynników zakaźnych:

1. Antygen HBs
2. Przeciwciała anti-HBc
3. Przeciwciała anti- HCV
4. Przeciwciała anti-HIV i antygen p24
5. TPHA
6. Toxoplazmoza (tylko w przypadku błony owodniowej)
7. Badania bakteriologiczne: bakterie tlenowe i grzyby (tylko w przypadku błony owodniowej).

Tkanki oczne wysyłane są wraz z następującymi dokumentami umieszczonymi w kopercie przyklejonej do pudełka transportowego:

- ✓ karta metrykalna tkanki,
- ✓ raport pooperacyjny (należy go wypełnić i odesłać do Banku),
- ✓ raport reakcji niepożądanych (należy go wypełnić i odesłać do Banku w przypadku zaistnienia reakcji niepożądaney, np. odrzutu przeszczepu).

W zależności od rodzaju wysyłanej tkanki dołączona jest również:

- ✓ instrukcja postępowania z otrzymaną tkanką ROGÓWKĄ,
- ✓ instrukcja postępowania z otrzymaną tkanką TWARDÓWKĄ - instrukcja zawiera przepis rehydratacji twardówki przed zabiegiem,
- ✓ instrukcja postępowania z otrzymaną tkanką BŁONĄ OWODNIOWĄ.

Tkanki wysyłamy na podstawie zamówienia wysłanego do Banku Tkanek Oka na adres e-mail :

bto@usk1.pl

Zamówienie powinno zawierać:

- ✓ nazwę i adres Płatnika, NIP Płatnika
- ✓ adres i nazwę odbiorcy (jeśli inne niż Płatnika)
- ✓ podpis dyrektora jednostki i księgowego
- ✓ termin realizacji zamówienia
- ✓ nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za odbiór tkanki

Termin wysyłki można ustalić telefonicznie pod numerem +81 532 07 06.

Za tkankę wystawiana jest faktura VAT.

Faktura wysyłana jest pocztą, listem zwykłym we wskazane miejsce jednostki zamawiającej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez płatnika.

Koszty przesyłki tkanki wliczone są w cenę za pobranie i przygotowanie tkanek do transplantacji.